

# Trace Clean Mini Dispenser

## MDP迷你洁净瓶口分液器

CHN'EE

——痕量分析适用

——耐HF优选

——适配GL45、S40、38-430等多种标准口径

MDP迷你瓶口分液器与Savillex 150系列具有GL45标准口径的PFA Bottle实验室试剂瓶完美结合，能够出色地完成精确移取痕量分析中使用的高纯度试剂的工作，可满足包括半导体、地质、制药、化工等各类高要求应用。

MDP迷你瓶口分液器是一款具有极高性价比的小型高性能精密定量装置，可用于各种场景的液体定量和移液，操作简便，重复性高。是化学分析和临床实验室中所有分液任务不可或缺的助手。

MDP迷你瓶口分液器由一个带阀装置的手动泵组成，该泵可直接拧在多款试剂瓶上。包括GL45、S40、38-430等多种标准口径。



搭配 Savillex 100ml Bottle



GL45 标准盖适配



Savillex Lab Bottle

可选配PFA Bottle规格：

Savillex 150系列100、250、500、1000、2000ml

技术优势

- 无金属
- 极佳耐化学性，HF、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>可用
- 单次计量范围5 - 1500uL（具体取决于产品型号）
- 体积小，单手即可操作，易于维护
- 计量范围广、具有高精度和再现性

用途：

用于包括HF和H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>在内的高浓度酸、酸性试剂、消化液等的安全分配或用于对溶液进行有针对性的稀释，如为AAS、ICP-OES或ICP-MS设置标准和添加试剂。

适用范围：

水、有机溶液、酸（也可用于氢氟酸）或光敏液体，也可用于其它粘度更高的液体。使用MDP迷你瓶口分液器不会对试剂造成污染，例如，没有浸入移液管。使用迷你分液器不会对溶液造成任何损耗，这对高纯酸等贵重试剂非常重要。

# Trace Clean Mini Dispenser

## MDP迷你洁净瓶口分液器

### 重要参数

- 重复性：  
 $\pm 2\%$  (5uL)  $\pm 0.5\%$  (300uL)  
 $\pm 1\%$  (100uL)  $\pm 0.3\%$  (1500uL)
- 精度：  
 $\pm 5\%$  (5uL)  $\pm 1\%$  (300uL)  
 $\pm 1\%$  (100uL)  $\pm 0.5\%$  (1500uL)
- 最高耐温120 ° C
- 可用于高达60兆帕的粘性液体



搭配 Savillex 100ml Bottle

### PFA Lab Bottles

#### PFA实验室试剂瓶

Savillex 的Lab Bottle 是目前市面上最洁净、最安全、性能最好的PFA 试剂瓶，采用独家拉伸吹塑成型工艺制成。该试剂瓶有其独特的优势：更低的痕量金属背景、更光滑的表面、易于成型且密封性好。Savillex Lab Bottle 被高纯酸制造商用作产品包装物，同时也用于全球范围内众多痕量金属实验室。

### 适配产品规格

容积：100mL，250mL，500mL，1000mL和2000mL。  
口径：45mm宽口径，GL45标准螺纹盖  
Savillex 为每个Lab Bottle 都配备一个瓶盖。



### 工作温度范围

PFA Lab Bottle : -200℃ 至260℃

更多产品信息请联系诚驿科技.....

**CHN'EE**

Tel: 010-82382578 / 17812521682 (微信同号)

E-mail: info@chinyee.cn



扫码关注  
诚驿科技公众号



扫码进入  
驿来商城小程序